

DYNACOX HÜFT-ORTHESE



Merkblatt

Hauptgeschäft

Effingerstrasse 37
CH-3008 Bern
Fon 031 388 89 89
Fax 031 382 34 81

Weitere Standorte

Bälliz 55
CH-3600 Thun
Fon 033 222 30 55
Fax 033 222 30 26

Hammerstrasse 12
CH-4058 Basel
Fon 061 691 62 70
Fax 061 693 15 52

Forchstrasse 313
CH-8008 Zürich
Fon 044 422 46 22
Fax 044 422 46 30

Oberer Graben 28
CH-8400 Winterthur
Fon 052 209 01 90
Fax 052 209 01 91

DYNACOX HÜFT-ORTHESE

Übersicht

1



1. Schliessen Sie als erstes den Kniekehlgurt der Kondylenspanne. Achten Sie auf die richtige Höhe, die obere Kniescheibenkante sollte ca. 2 Finger breit Abstand zur Kondylenspanne aufweisen.

2



2. Schliessen Sie mit Hilfe der Greifflasche den Klettverschluss der Bandage am Leib.

3



3. Schliessen Sie den Klettverschluss der Oberschenkeltasche.

4



4. Schliessen Sie den Klickverschluss und stellen Sie die Beckengurte der Orthese beidseitig auf einen satten Sitz.

Die Orthese erlaubt 70 Grad Biegung beim Sitzen, daher immer auf einer schrägen Sitzfläche sitzen.